

## INSTRUÇÕES DE USO

**ATENÇÃO:** Ler atentamente todas as instruções antes da utilização. Cumprir todas as advertências e precauções mencionadas nesta instrução. A não observância poderá levar à ocorrência de complicações.

### PRODUTO ESTÉRIL

Aplicação, condições especiais de armazenamento, conservação, manipulação, reutilização, precauções e advertências.

Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada ou violada ou se o produto tiver vencido.

Armazene e transporte o produto em local limpo e seco, longe de calor e ao abrigo da luz direta, sob Temperatura: +10° à +40°C - Umidade Relativa: 85% máxima.

**Nome técnico:** Brocas Cirúrgicas

**Nome comercial:** High Steel Yellow

### 1. Introdução

As Brocas High Steel Yellow são instrumentos confeccionados para assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos. Esses instrumentos foram projetados para serem utilizados em motores cirúrgicos, que confirmam total compatibilidade para o uso das Brocas High Steel Yellow.

### 2. Aplicação

As Brocas High Steel Yellow podem ser utilizadas em diversas aplicações: Osteotomia Mandibular Anterior, Osteotomia Mandibular Posterior, Osteotomia Posterior Mandibular Dentoalveolar, Assimetria Facial, Reconstrução Óssea, Orbital Hipertelorismo, Genioplastia, Osteotomia LeFort I, LeFort II e LeFort III, Correção Cantal Medial e Lateral, Disostese Mandibulofacial, Deformidades Traumáticas: Tratamento Primário e Secundário, Deformidades Secundárias a Tumores, Síndrome Apert ou Crouzon e Fissuras Faciais.

### 3. Materiais

As Brocas High Steel Yellow são fabricadas em aço inoxidável ASTM F899.

### 4. Especificações e características técnicas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
11030001	HSYC S Ø1,0x45
11030002	HSYC S Ø1,5x45
11030003	HSYC S Ø2,0x45



11030004	HSYC S Ø2,5x45
11030005	HSYC S Ø3,0x45
11030006	HSYC S Ø3,5x45
11030007	HSYC S Ø4,0x45
11030008	HSYC S Ø4,5x45
11030009	HSYC S Ø5,0x45
11030010	HSYC S Ø5,5x45
11030011	HSYC S Ø6,0x45
11030012	HSYC S Ø6,5x45
11030013	HSYC S Ø7,0x45
11030014	PEAR HSYC S Ø5,0x45
11030015	PEAR HSYC S Ø7,0x45
11030016	EGG HSYC S Ø4,0x8x45
11030017	EGG HSYC S Ø5,0x10x45
11030018	CONICAL HSYC S Ø1,0x45
11030019	CONICAL HSYC S Ø1,2x45
11030020	CONICAL HSYC S Ø1,6x45
11030021	CONICAL HSYC S Ø2,1x45
11030022	HSYC L Ø1,0x45
11030023	HSYC L Ø1,5x45
11030024	HSYC L Ø2,0x45
11030025	HSYC L Ø2,5x45
11030026	HSYC L Ø3,0x45
11030027	HSYC L Ø3,5x45
11030028	HSYC L Ø4,0x45
11030029	HSYC L Ø4,5x45
11030030	HSYC L Ø5,0x45
11030031	HSYC L Ø5,5x45
11030032	HSYC L Ø6,0x45
11030033	HSYC L Ø6,5x45
11030034	HSYC L Ø7,0x45
11030035	PEAR HSYC L Ø5,0x45
11030036	PEAR HSYC L Ø7,0x45
11030037	EGG HSYC L Ø4,0x8x45
11030038	EGG HSYC L Ø5,0x10x45
11030039	CONICAL HSYC L Ø1,0x45
11030040	CONICAL HSYC L Ø1,2x45
11030041	CONICAL HSYC L Ø1,6x45
11030042	CONICAL HSYC L Ø2,1x45
11030043	HSYC M Ø1,0x45
11030044	HSYC M Ø1,5x45
11030045	HSYC M Ø2,0x45
11030046	HSYC M Ø2,5x45
11030047	HSYC M Ø3,0x45
11030048	HSYC M Ø3,5x45
11030049	HSYC M Ø4,0x45
11030050	HSYC M Ø4,5x45
11030051	HSYC M Ø5,0x45



11030052	HSYC M Ø5,5x45
11030053	HSYC M Ø6,0x45
11030054	HSYC M Ø6,5x45
11030055	HSYC M Ø7,0x45
11030056	PEAR HSYC M Ø5,0x45
11030057	PEAR HSYC M Ø7,0x45
11030058	EGG HSYC M Ø4,0x8x45
11030059	EGG HSYC M Ø5,0x10x45
11030060	CONICAL HSYC M Ø1,0x45
11030061	CONICAL HSYC M Ø1,2x45
11030062	CONICAL HSYC M Ø1,6x45
11030063	CONICAL HSYC M Ø2,1x45
11030064	HSYC S Ø1,0x55
11030065	HSYC S Ø1,5x55
11030066	HSYC S Ø2,0x55
11030067	HSYC S Ø2,5x55
11030068	HSYC S Ø3,0x55
11030069	HSYC S Ø3,5x55
11030070	HSYC S Ø4,0x55
11030071	HSYC S Ø4,5x55
11030072	HSYC S Ø5,0x55
11030073	HSYC S Ø5,5x55
11030074	HSYC S Ø6,0x55
11030075	HSYC S Ø6,5x55
11030076	HSYC S Ø7,0x55
11030077	PEAR HSYC S Ø5,0x55
11030078	PEAR HSYC S Ø7,0x55
11030079	EGG HSYC S Ø4,0x8x55
11030080	EGG HSYC S Ø5,0x10x55
11030081	CONICAL HSYC S Ø1,0x55
11030082	CONICAL HSYC S Ø1,2x55
11030083	CONICAL HSYC S Ø1,6x55
11030084	CONICAL HSYC S Ø2,1x55
11030085	HSYC L Ø1,0x55
11030086	HSYC L Ø1,5x55
11030087	HSYC L Ø2,0x55
11030088	HSYC L Ø2,5x55
11030089	HSYC L Ø3,0x55
11030090	HSYC L Ø3,5x55
11030091	HSYC L Ø4,0x55
11030092	HSYC L Ø4,5x55
11030093	HSYC L Ø5,0x55
11030094	HSYC L Ø5,5x55
11030095	HSYC L Ø6,0x55
11030096	HSYC L Ø6,5x55
11030097	HSYC L Ø7,0x55
11030098	PEAR HSYC L Ø5,0x55
11030099	PEAR HSYC L Ø7,0x55



11030100	EGG HSYC L Ø4,0x8x55
11030101	EGG HSYC L Ø5,0x10x55
11030102	CONICAL HSYC L Ø1,0x55
11030103	CONICAL HSYC L Ø1,2x55
11030104	CONICAL HSYC L Ø1,6x55
11030105	CONICAL HSYC L Ø2,1x55
11030106	HSYC M Ø1,0x55
11030107	HSYC M Ø1,5x55
11030108	HSYC M Ø2,0x55
11030109	HSYC M Ø2,5x55
11030110	HSYC M Ø3,0x55
11030111	HSYC M Ø3,5x55
11030112	HSYC M Ø4,0x55
11030113	HSYC M Ø4,5x55
11030114	HSYC M Ø5,0x55
11030115	HSYC M Ø5,5x55
11030116	HSYC M Ø6,0x55
11030117	HSYC M Ø6,5x55
11030118	HSYC M Ø7,0x55
11030119	PEAR HSYC M Ø5,0x55
11030120	PEAR HSYC M Ø7,0x55
11030121	EGG HSYC M Ø4,0x8x55
11030122	EGG HSYC M Ø5,0x10x55
11030123	CONICAL HSYC M Ø1,0x55
11030124	CONICAL HSYC M Ø1,2x55
11030125	CONICAL HSYC M Ø1,6x55
11030126	CONICAL HSYC M Ø2,1x55
11030127	HSYC S Ø1,0x70
11030128	HSYC S Ø1,5x70
11030129	HSYC S Ø2,0x70
11030130	HSYC S Ø2,5x70
11030131	HSYC S Ø3,0x70
11030132	HSYC S Ø3,5x70
11030133	HSYC S Ø4,0x70
11030134	HSYC S Ø4,5x70
11030135	HSYC S Ø5,0x70
11030136	HSYC S Ø5,5x70
11030137	HSYC S Ø6,0x70
11030138	HSYC S Ø6,5x70
11030139	HSYC S Ø7,0x70
11030140	PEAR HSYC S Ø5,0x70
11030141	PEAR HSYC S Ø7,0x70
11030142	EGG HSYC S Ø4,0x8x70
11030143	EGG HSYC S Ø5,0x10x70
11030144	CONICAL HSYC S Ø1,0x70
11030145	CONICAL HSYC S Ø1,2x70
11030146	CONICAL HSYC S Ø1,6x70
11030147	CONICAL HSYC S Ø2,1x70



11030148	HSYC L Ø1,0x70
11030149	HSYC L Ø1,5x70
11030150	HSYC L Ø2,0x70
11030151	HSYC L Ø2,5x70
11030152	HSYC L Ø3,0x70
11030153	HSYC L Ø3,5x70
11030154	HSYC L Ø4,0x70
11030155	HSYC L Ø4,5x70
11030156	HSYC L Ø5,0x70
11030157	HSYC L Ø5,5x70
11030158	HSYC L Ø6,0x70
11030159	HSYC L Ø6,5x70
11030160	HSYC L Ø7,0x70
11030161	PEAR HSYC L Ø5,0x70
11030162	PEAR HSYC L Ø7,0x70
11030163	EGG HSYC L Ø4,0x8x70
11030164	EGG HSYC L Ø5,0x10x70
11030165	CONICAL HSYC L Ø1,0x70
11030166	CONICAL HSYC L Ø1,2x70
11030167	CONICAL HSYC L Ø1,6x70
11030168	CONICAL HSYC L Ø2,1x70
11030169	HSYC M Ø1,0x70
11030170	HSYC M Ø1,5x70
11030171	HSYC M Ø2,0x70
11030172	HSYC M Ø2,5x70
11030173	HSYC M Ø3,0x70
11030174	HSYC M Ø3,5x70
11030175	HSYC M Ø4,0x70
11030176	HSYC M Ø4,5x70
11030177	HSYC M Ø5,0x70
11030178	HSYC M Ø5,5x70
11030179	HSYC M Ø6,0x70
11030180	HSYC M Ø6,5x70
11030181	HSYC M Ø7,0x70
11030182	PEAR HSYC M Ø5,0x70
11030183	PEAR HSYC M Ø7,0x70
11030184	EGG HSYC M Ø4,0x8x70
11030185	EGG HSYC M Ø5,0x10x70
11030186	CONICAL HSYC M Ø1,0x70
11030187	CONICAL HSYC M Ø1,2x70
11030188	CONICAL HSYC M Ø1,6x70
11030189	CONICAL HSYC M Ø2,1x70
11030190	HSYC S Ø1,0x95
11030191	HSYC S Ø1,5x95
11030192	HSYC S Ø2,0x95
11030193	HSYC S Ø2,5x95
11030194	HSYC S Ø3,0x95
11030195	HSYC S Ø3,5x95



11030196	HSYC S Ø4,0x95
11030197	HSYC S Ø4,5x95
11030198	HSYC S Ø5,0x95
11030199	HSYC S Ø5,5x95
11030200	HSYC S Ø6,0x95
11030201	HSYC S Ø6,5x95
11030202	HSYC S Ø7,0x95
11030203	PEAR HSYC S Ø5,0x95
11030204	PEAR HSYC S Ø7,0x95
11030205	EGG HSYC S Ø4,0x8x95
11030206	EGG HSYC S Ø5,0x10x95
11030207	CONICAL HSYC S Ø1,0x95
11030208	CONICAL HSYC S Ø1,2x95
11030209	CONICAL HSYC S Ø1,6x95
11030210	CONICAL HSYC S Ø2,1x95
11030211	HSYC L Ø1,0x95
11030212	HSYC L Ø1,5x95
11030213	HSYC L Ø2,0x95
11030214	HSYC L Ø2,5x95
11030215	HSYC L Ø3,0x95
11030216	HSYC L Ø3,5x95
11030217	HSYC L Ø4,0x95
11030218	HSYC L Ø4,5x95
11030219	HSYC L Ø5,0x95
11030220	HSYC L Ø5,5x95
11030221	HSYC L Ø6,0x95
11030222	HSYC L Ø6,5x95
11030223	HSYC L Ø7,0x95
11030224	PEAR HSYC L Ø5,0x95
11030225	PEAR HSYC L Ø7,0x95
11030226	EGG HSYC L Ø4,0x8x95
11030227	EGG HSYC L Ø5,0x10x95
11030228	CONICAL HSYC L Ø1,0x95
11030229	CONICAL HSYC L Ø1,2x95
11030230	CONICAL HSYC L Ø1,6x95
11030231	CONICAL HSYC L Ø2,1x95
11030232	HSYC M Ø1,0x95
11030233	HSYC M Ø1,5x95
11030234	HSYC M Ø2,0x95
11030235	HSYC M Ø2,5x95
11030236	HSYC M Ø3,0x95
11030237	HSYC M Ø3,5x95
11030238	HSYC M Ø4,0x95
11030239	HSYC M Ø4,5x95
11030240	HSYC M Ø5,0x95
11030241	HSYC M Ø5,5x95
11030242	HSYC M Ø6,0x95
11030243	HSYC M Ø6,5x95



11030244	HSYC M Ø7,0x95
11030245	PEAR HSYC M Ø5,0x95
11030246	PEAR HSYC M Ø7,0x95
11030247	EGG HSYC M Ø4,0x8x95
11030248	EGG HSYC M Ø5,0x10x95
11030249	CONICAL HSYC M Ø1,0x95
11030250	CONICAL HSYC M Ø1,2x95
11030251	CONICAL HSYC M Ø1,6x95
11030252	CONICAL HSYC M Ø2,1x95
11030253	HSYC S Ø1,0x110
11030254	HSYC S Ø1,5x110
11030255	HSYC S Ø2,0x110
11030256	HSYC S Ø2,5x110
11030257	HSYC S Ø3,0x110
11030258	HSYC S Ø3,5x110
11030259	HSYC S Ø4,0x110
11030260	HSYC S Ø4,5x110
11030261	HSYC S Ø5,0x110
11030262	HSYC S Ø5,5x110
11030263	HSYC S Ø6,0x110
11030264	HSYC S Ø6,5x110
11030265	HSYC S Ø7,0x110
11030266	PEAR HSYC S Ø5,0x110
11030267	PEAR HSYC S Ø7,0x110
11030268	EGG HSYC S Ø4,0x8x110
11030269	EGG HSYC S Ø5,0x10x110
11030270	CONICAL HSYC S Ø1,0x110
11030271	CONICAL HSYC S Ø1,2x110
11030272	CONICAL HSYC S Ø1,6x110
11030273	CONICAL HSYC S Ø2,1x110
11030274	HSYC L Ø1,0x110
11030275	HSYC L Ø1,5x110
11030276	HSYC L Ø2,0x110
11030277	HSYC L Ø2,5x110
11030278	HSYC L Ø3,0x110
11030279	HSYC L Ø3,5x110
11030280	HSYC L Ø4,0x110
11030281	HSYC L Ø4,5x110
11030282	HSYC L Ø5,0x110
11030283	HSYC L Ø5,5x110
11030284	HSYC L Ø6,0x110
11030285	HSYC L Ø6,5x110
11030286	HSYC L Ø7,0x110
11030287	PEAR HSYC L Ø5,0x110
11030288	PEAR HSYC L Ø7,0x110
11030289	EGG HSYC L Ø4,0x8x110
11030290	EGG HSYC L Ø5,0x10x110
11030291	CONICAL HSYC L Ø1,0x110



11030292	CONICAL HSYC L Ø1,2x110
11030293	CONICAL HSYC L Ø1,6x110
11030294	CONICAL HSYC L Ø2,1x110
11030295	HSYC M Ø1,0x110
11030296	HSYC M Ø1,5x110
11030297	HSYC M Ø2,0x110
11030298	HSYC M Ø2,5x110
11030299	HSYC M Ø3,0x110
11030300	HSYC M Ø3,5x110
11030301	HSYC M Ø4,0x110
11030302	HSYC M Ø4,5x110
11030303	HSYC M Ø5,0x110
11030304	HSYC M Ø5,5x110
11030305	HSYC M Ø6,0x110
11030306	HSYC M Ø6,5x110
11030307	HSYC M Ø7,0x110
11030308	PEAR HSYC M Ø5,0x110
11030309	PEAR HSYC M Ø7,0x110
11030310	EGG HSYC M Ø4,0x8x110
11030311	EGG HSYC M Ø5,0x10x110
11030312	CONICAL HSYC M Ø1,0x110
11030313	CONICAL HSYC M Ø1,2x110
11030314	CONICAL HSYC M Ø1,6x110
11030315	CONICAL HSYC M Ø2,1x110
11030316	HSYC S Ø1,0x125
11030317	HSYC S Ø1,5x125
11030318	HSYC S Ø2,0x125
11030319	HSYC S Ø2,5x125
11030320	HSYC S Ø3,0x125
11030321	HSYC S Ø3,5x125
11030322	HSYC S Ø4,0x125
11030323	HSYC S Ø4,5x125
11030324	HSYC S Ø5,0x125
11030325	HSYC S Ø5,5x125
11030326	HSYC S Ø6,0x125
11030327	HSYC S Ø6,5x125
11030328	HSYC S Ø7,0x125
11030329	PEAR HSYC S Ø5,0x125
11030330	PEAR HSYC S Ø7,0x125
11030331	EGG HSYC S Ø4,0x8x125
11030332	EGG HSYC S Ø5,0x10x125
11030333	CONICAL HSYC S Ø1,0x125
11030334	CONICAL HSYC S Ø1,2x125
11030335	CONICAL HSYC S Ø1,6x125
11030336	CONICAL HSYC S Ø2,1x125
11030337	HSYC L Ø1,0x125
11030338	HSYC L Ø1,5x125
11030339	HSYC L Ø2,0x125





11030340	HSYC L Ø2,5x125
11030341	HSYC L Ø3,0x125
11030342	HSYC L Ø3,5x125
11030343	HSYC L Ø4,0x125
11030344	HSYC L Ø4,5x125
11030345	HSYC L Ø5,0x125
11030346	HSYC L Ø5,5x125
11030347	HSYC L Ø6,0x125
11030348	HSYC L Ø6,5x125
11030349	HSYC L Ø7,0x125
11030350	PEAR HSYC L Ø5,0x125
11030351	PEAR HSYC L Ø7,0x125
11030352	EGG HSYC L Ø4,0x8x125
11030353	EGG HSYC L Ø5,0x10x125
11030354	CONICAL HSYC L Ø1,0x125
11030355	CONICAL HSYC L Ø1,2x125
11030356	CONICAL HSYC L Ø1,6x125
11030357	CONICAL HSYC L Ø2,1x125
11030358	HSYC M Ø1,0x125
11030359	HSYC M Ø1,5x125
11030360	HSYC M Ø2,0x125
11030361	HSYC M Ø2,5x125
11030362	HSYC M Ø3,0x125
11030363	HSYC M Ø3,5x125
11030364	HSYC M Ø4,0x125
11030365	HSYC M Ø4,5x125
11030366	HSYC M Ø5,0x125
11030367	HSYC M Ø5,5x125
11030368	HSYC M Ø6,0x125
11030369	HSYC M Ø6,5x125
11030370	HSYC M Ø7,0x125
11030371	PEAR HSYC M Ø5,0x125
11030372	PEAR HSYC M Ø7,0x125
11030373	EGG HSYC M Ø4,0x8x125
11030374	EGG HSYC M Ø5,0x10x125
11030375	CONICAL HSYC M Ø1,0x125
11030376	CONICAL HSYC M Ø1,2x125
11030377	CONICAL HSYC M Ø1,6x125
11030378	CONICAL HSYC M Ø2,1x125
11030379	CRANIOTOMY HSYC Ø1,8x16mm
11030380	CRANIOTOMY HSYC Ø1,8x22mm
11030381	CRANIOTOMY HSYC Ø1,8x30mm
11030382	CRANIOTOMY HSYC Ø2,1x16mm
11030383	CRANIOTOMY HSYC Ø2,1x22mm
11030384	CRANIOTOMY HSYC Ø2,1x30mm
11030385	CRANIOTOMY HSYC Ø2,2x16mm
11030386	CRANIOTOMY HSYC Ø2,2x22mm
11030387	CRANIOTOMY HSYC Ø2,2x30mm



11030388	CRANIOTOMY HSYC Ø2,3x16mm
11030389	CRANIOTOMY HSYC Ø2,3x22mm
11030390	CRANIOTOMY HSYC Ø2,3x30mm
11030391	CRANIOTOMY HSYC Ø2,4x16mm
11030392	CRANIOTOMY HSYC Ø2,4x22mm
11030393	CRANIOTOMY HSYC Ø2,4x30mm
11030394	CRANIOTOMY HSYC Ø2,5x16mm
11030395	CRANIOTOMY HSYC Ø2,5x22mm
11030396	CRANIOTOMY HSYC Ø2,5x30mm
11030397	LINDEMANN HSYC S Ø1,4x45mm
11030398	LINDEMANN HSYC S Ø1,4x65mm
11030399	LINDEMANN HSYC S Ø1,4x80mm
11030400	LINDEMANN HSYC S Ø1,6x45mm
11030401	LINDEMANN HSYC S Ø1,6x65mm
11030402	LINDEMANN HSYC S Ø1,6x80mm
11030403	LINDEMANN HSYC S Ø1,8x45mm
11030404	LINDEMANN HSYC S Ø1,8x65mm
11030405	LINDEMANN HSYC S Ø1,8x80mm
11030406	LINDEMANN HSYC S Ø2,1x45mm
11030407	LINDEMANN HSYC S Ø2,1x65mm
11030408	LINDEMANN HSYC S Ø2,1x80mm
11030409	LINDEMANN HSYC S Ø2,2x45mm
11030410	LINDEMANN HSYC S Ø2,2x65mm
11030411	LINDEMANN HSYC S Ø2,2x67mm
11030412	LINDEMANN HSYC S Ø2,2x80mm
11030413	LINDEMANN HSYC S Ø2,35x45mm
11030414	LINDEMANN HSYC S Ø2,35x65mm
11030415	LINDEMANN HSYC S Ø2,35x80mm
11030416	LINDEMANN HSYC L Ø1,4x45mm
11030417	LINDEMANN HSYC L Ø1,4x65mm
11030418	LINDEMANN HSYC L Ø1,4x80mm
11030419	LINDEMANN HSYC L Ø1,6x45mm
11030420	LINDEMANN HSYC L Ø1,6x65mm
11030421	LINDEMANN HSYC L Ø1,6x80mm
11030422	LINDEMANN HSYC L Ø1,8x45mm
11030423	LINDEMANN HSYC L Ø1,8x65mm
11030424	LINDEMANN HSYC L Ø1,8x80mm
11030425	LINDEMANN HSYC L Ø2,1x45mm
11030426	LINDEMANN HSYC L Ø2,1x65mm
11030427	LINDEMANN HSYC L Ø2,1x80mm
11030428	LINDEMANN HSYC L Ø2,2x45mm
11030429	LINDEMANN HSYC L Ø2,2x65mm
11030430	LINDEMANN HSYC L Ø2,2x80mm
11030431	LINDEMANN HSYC L Ø2,35x45mm
11030432	LINDEMANN HSYC L Ø2,35x65mm
11030433	LINDEMANN HSYC L Ø2,35x80mm
11030434	LINDEMANN HSYC M Ø1,4x45mm
11030435	LINDEMANN HSYC M Ø1,4x65mm



11030436	LINDEMANN HSYC M Ø1,4x80mm
11030437	LINDEMANN HSYC M Ø1,6x45mm
11030438	LINDEMANN HSYC M Ø1,6x65mm
11030439	LINDEMANN HSYC M Ø1,6x80mm
11030440	LINDEMANN HSYC M Ø1,8x45mm
11030441	LINDEMANN HSYC M Ø1,8x65mm
11030442	LINDEMANN HSYC M Ø1,8x80mm
11030443	LINDEMANN HSYC M Ø2,1x45mm
11030444	LINDEMANN HSYC M Ø2,1x65mm
11030445	LINDEMANN HSYC M Ø2,1x80mm
11030446	LINDEMANN HSYC M Ø2,2x45mm
11030447	LINDEMANN HSYC M Ø2,2x65mm
11030448	LINDEMANN HSYC M Ø2,2x80mm
11030449	LINDEMANN HSYC M Ø2,35x45mm
11030450	LINDEMANN HSYC M Ø2,35x65mm
11030451	LINDEMANN HSYC M Ø2,35x80mm
11030452	HSYC U Ø1,0x45
11030453	HSYC U Ø1,5x45
11030454	HSYC U Ø2,0x45
11030455	HSYC U Ø2,5x45
11030456	HSYC U Ø3,0x45
11030457	HSYC U Ø3,5x45
11030458	HSYC U Ø4,0x45
11030459	HSYC U Ø4,5x45
11030460	HSYC U Ø5,0x45
11030461	HSYC U Ø5,5x45
11030462	HSYC U Ø6,0x45
11030463	HSYC U Ø6,5x45
11030464	HSYC U Ø7,0x45
11030465	PEAR HSYC U Ø5,0x45
11030466	PEAR HSYC U Ø7,0x45
11030467	EGG HSYC U Ø4,0x8x45
11030468	EGG HSYC U Ø5,0x10x45
11030469	CONICAL HSYC U Ø1,0x45
11030470	CONICAL HSYC U Ø1,2x45
11030471	CONICAL HSYC U Ø1,6x45
11030472	CONICAL HSYC U Ø2,1x45
11030473	HSYC U Ø1,0x55
11030474	HSYC U Ø1,5x55
11030475	HSYC U Ø2,0x55
11030476	HSYC U Ø2,5x55
11030477	HSYC U Ø3,0x55
11030478	HSYC U Ø3,5x55
11030479	HSYC U Ø4,0x55
11030480	HSYC U Ø4,5x55
11030481	HSYC U Ø5,0x55
11030482	HSYC U Ø5,5x55
11030483	HSYC U Ø6,0x55



11030484	HSYC U Ø6,5x55
11030485	HSYC U Ø7,0x55
11030486	PEAR HSYC U Ø5,0x55
11030487	PEAR HSYC U Ø7,0x55
11030488	EGG HSYC U Ø4,0x8x55
11030489	EGG HSYC U Ø5,0x10x55
11030490	CONICAL HSYC U Ø1,0x55
11030491	CONICAL HSYC U Ø1,2x55
11030492	CONICAL HSYC U Ø1,6x55
11030493	CONICAL HSYC U Ø2,1x55
11030494	HSYC U Ø1,0x70
11030495	HSYC U Ø1,5x70
11030496	HSYC U Ø2,0x70
11030497	HSYC U Ø2,5x70
11030498	HSYC U Ø3,0x70
11030499	HSYC U Ø3,5x70
11030500	HSYC U Ø4,0x70
11030501	HSYC U Ø4,5x70
11030502	HSYC U Ø5,0x70
11030503	HSYC U Ø5,5x70
11030504	HSYC U Ø6,0x70
11030505	HSYC U Ø6,5x70
11030506	HSYC U Ø7,0x70
11030507	PEAR HSYC U Ø5,0x70
11030508	PEAR HSYC U Ø7,0x70
11030509	EGG HSYC U Ø4,0x8x70
11030510	EGG HSYC U Ø5,0x10x70
11030511	CONICAL HSYC U Ø1,0x70
11030512	CONICAL HSYC U Ø1,2x70
11030513	CONICAL HSYC U Ø1,6x70
11030514	CONICAL HSYC U Ø2,1x70
11030515	HSYC U Ø1,0x95
11030516	HSYC U Ø1,5x95
11030517	HSYC U Ø2,0x95
11030518	HSYC U Ø2,5x95
11030519	HSYC U Ø3,0x95
11030520	HSYC U Ø3,5x95
11030521	HSYC U Ø4,0x95
11030522	HSYC U Ø4,5x95
11030523	HSYC U Ø5,0x95
11030524	HSYC U Ø5,5x95
11030525	HSYC U Ø6,0x95
11030526	HSYC U Ø6,5x95
11030527	HSYC U Ø7,0x95
11030528	PEAR HSYC U Ø5,0x95
11030529	PEAR HSYC U Ø7,0x95
11030530	EGG HSYC U Ø4,0x8x95
11030531	EGG HSYC U Ø5,0x10x95



11030532	CONICAL HSYC U Ø1,0x95
11030533	CONICAL HSYC U Ø1,2x95
11030534	CONICAL HSYC U Ø1,6x95
11030535	CONICAL HSYC U Ø2,1x95
11030536	HSYC U Ø1,0x110
11030537	HSYC U Ø1,5x110
11030538	HSYC U Ø2,0x110
11030539	HSYC U Ø2,5x110
11030540	HSYC U Ø3,0x110
11030541	HSYC U Ø3,5x110
11030542	HSYC U Ø4,0x110
11030543	HSYC U Ø4,5x110
11030544	HSYC U Ø5,0x110
11030545	HSYC U Ø5,5x110
11030546	HSYC U Ø6,0x110
11030547	HSYC U Ø6,5x110
11030548	HSYC U Ø7,0x110
11030549	PEAR HSYC U Ø5,0x110
11030550	PEAR HSYC U Ø7,0x110
11030551	EGG HSYC U Ø4,0x8x110
11030552	EGG HSYC U Ø5,0x10x110
11030553	CONICAL HSYC U Ø1,0x110
11030554	CONICAL HSYC U Ø1,2x110
11030555	CONICAL HSYC U Ø1,6x110
11030556	CONICAL HSYC U Ø2,1x110
11030557	HSYC U Ø1,0x125
11030558	HSYC U Ø1,5x125
11030559	HSYC U Ø2,0x125
11030560	HSYC U Ø2,5x125
11030561	HSYC U Ø3,0x125
11030562	HSYC U Ø3,5x125
11030563	HSYC U Ø4,0x125
11030564	HSYC U Ø4,5x125
11030565	HSYC U Ø5,0x125
11030566	HSYC U Ø5,5x125
11030567	HSYC U Ø6,0x125
11030568	HSYC U Ø6,5x125
11030569	HSYC U Ø7,0x125
11030570	PEAR HSYC U Ø5,0x125
11030571	PEAR HSYC U Ø7,0x125
11030572	EGG HSYC U Ø4,0x8x125
11030573	EGG HSYC U Ø5,0x10x125
11030574	CONICAL HSYC U Ø1,0x125
11030575	CONICAL HSYC U Ø1,2x125
11030576	CONICAL HSYC U Ø1,6x125
11030577	CONICAL HSYC U Ø2,1x125
11030578	CRANIOTOMY HSYC U Ø1,2x16mm
11030579	CRANIOTOMY HSYC U Ø1,2x22mm



11030580	CRANIOTOMY HSYC U Ø1,4x16mm
11030581	CRANIOTOMY HSYC U Ø1,4x22mm
11030582	CRANIOTOMY HSYC U Ø1,8x16mm
11030583	CRANIOTOMY HSYC U Ø1,8x22mm
11030584	CRANIOTOMY HSYC U Ø1,8x30mm
11030585	CRANIOTOMY HSYC U Ø2,1x16mm
11030586	CRANIOTOMY HSYC U Ø2,1x22mm
11030587	CRANIOTOMY HSYC U Ø2,1x30mm
11030588	CRANIOTOMY HSYC U Ø2,2x16mm
11030589	CRANIOTOMY HSYC U Ø2,2x22mm
11030590	CRANIOTOMY HSYC U Ø2,2x30mm
11030591	CRANIOTOMY HSYC U Ø2,3x16mm
11030592	CRANIOTOMY HSYC U Ø2,3x22mm
11030593	CRANIOTOMY HSYC U Ø2,3x30mm
11030594	CRANIOTOMY HSYC U Ø2,4x16mm
11030595	CRANIOTOMY HSYC U Ø2,4x22mm
11030596	CRANIOTOMY HSYC U Ø2,4x30mm
11030597	CRANIOTOMY HSYC U Ø2,5x16mm
11030598	CRANIOTOMY HSYC U Ø2,5x22mm
11030599	CRANIOTOMY HSYC U Ø2,5x30mm
11030600	LINDEMANN HSYC U Ø1,4x45mm
11030601	LINDEMANN HSYC U Ø1,4x65mm
11030602	LINDEMANN HSYC U Ø1,4x80mm
11030603	LINDEMANN HSYC U Ø1,6x45mm
11030604	LINDEMANN HSYC U Ø1,6x65mm
11030605	LINDEMANN HSYC U Ø1,6x80mm
11030606	LINDEMANN HSYC U Ø1,8x45mm
11030607	LINDEMANN HSYC U Ø1,8x65mm
11030608	LINDEMANN HSYC U Ø1,8x80mm
11030609	LINDEMANN HSYC U Ø2,1x45mm
11030610	LINDEMANN HSYC U Ø2,1x65mm
11030611	LINDEMANN HSYC U Ø2,1x80mm
11030612	LINDEMANN HSYC U Ø2,2x45mm
11030613	LINDEMANN HSYC U Ø2,2x65mm
11030614	LINDEMANN HSYC U Ø2,2x67mm
11030615	LINDEMANN HSYC U Ø2,2x67mm
11030616	LINDEMANN HSYC U Ø2,35x45mm
11030617	LINDEMANN HSYC U Ø2,35x65mm
11030618	LINDEMANN HSYC U Ø2,35x80mm
11030619	MATCH HSYC- U Ø1,7x45mm
11030620	MATCH HSYC- U Ø1,7x55mm
11030621	MATCH HSYC- U Ø1,7x70mm
11030622	MATCH HSYC- U Ø1,7x80mm
11030623	MATCH HSYC- U Ø1,7x95mm
11030624	MATCH HSYC- U Ø1,7x100mm
11030625	MATCH HSYC- U Ø1,7x115mm
11030626	MATCH HSYC- U Ø1,7x125mm
11030627	MATCH HSYC- U Ø1,7x140mm



11030628	MATCH HSYC- U Ø1,7x150mm
11030629	MATCH HSYC- U Ø1,8x45mm
11030630	MATCH HSYC- U Ø1,8x55mm
11030631	MATCH HSYC- U Ø1,8x70mm
11030632	MATCH HSYC- U Ø1,8x80mm
11030633	MATCH HSYC- U Ø1,8x95mm
11030634	MATCH HSYC- U Ø1,8x100mm
11030635	MATCH HSYC- U Ø1,8x115mm
11030636	MATCH HSYC- U Ø1,8x125mm
11030637	MATCH HSYC- U Ø1,8x140mm
11030638	MATCH HSYC- U Ø1,8x150mm
11030639	MATCH HSYC- U Ø2,2x45mm
11030640	MATCH HSYC- U Ø2,2x55mm
11030641	MATCH HSYC- U Ø2,2x70mm
11030642	MATCH HSYC- U Ø2,2x80mm
11030643	MATCH HSYC- U Ø2,2x95mm
11030644	MATCH HSYC- U Ø2,2x100mm
11030645	MATCH HSYC- U Ø2,2x115mm
11030646	MATCH HSYC- U Ø2,2x125mm
11030647	MATCH HSYC- U Ø2,2x140mm
11030648	MATCH HSYC- U Ø2,2x150mm
11030649	MATCH HSYC- U Ø3,0x45mm
11030650	MATCH HSYC- U Ø3,0x55mm
11030651	MATCH HSYC- U Ø3,0x70mm
11030652	MATCH HSYC- U Ø3,0x80mm
11030653	MATCH HSYC- U Ø3,0x95mm
11030654	MATCH HSYC- U Ø3,0x100mm
11030655	MATCH HSYC- U Ø3,0x115mm
11030656	MATCH HSYC- U Ø3,0x125mm
11030657	MATCH HSYC- U Ø3,0x140mm
11030658	MATCH HSYC- U Ø3,0x150mm
11030659	SKULL HSYC- U Ø1,1x80mm
11030660	SKULL HSYC- U Ø1,1x160mm
11030661	SKULL HSYC- U Ø1,3x160mm
11030662	SKULL HSYC- U Ø1,5x160mm
11030663	SKULL HSYC- U Ø1,7x80mm
11030664	SKULL HSYC- U Ø1,7x160mm
11030665	SKULL HSYC- U Ø2,3x100mm
11030666	SKULL HSYC- U Ø2,3x150mm
11030667	SKULL HSYC- U Ø2,3x160mm
11030668	SKULL HSYC- U Ø2,4x160mm
11030669	SKULL HSYC- U Ø3,0x90mm
11030670	SKULL HSYC- U Ø3,0x140mm
11030671	SKULL HSYC- U Ø3,0x210mm
11030672	SKULL HSYC- U Ø3,0x260mm
11030673	SKULL HSYC- U Ø3,1x140mm
11030674	SKULL HSYC- U Ø1,5x80mm
11030675	SKULL HSYC- U Ø2,3x80mm





11030676	MATCH HSYC- M Ø1,7x45mm
11030677	MATCH HSYC- M Ø1,7x55mm
11030678	MATCH HSYC- M Ø1,7x70mm
11030679	MATCH HSYC- M Ø1,7x80mm
11030680	MATCH HSYC- M Ø1,7x95mm
11030681	MATCH HSYC- M Ø1,7x100mm
11030682	MATCH HSYC- M Ø1,7x115mm
11030683	MATCH HSYC- M Ø1,7x125mm
11030684	MATCH HSYC- M Ø1,7x140mm
11030685	MATCH HSYC- M Ø1,7x150mm
11030686	MATCH HSYC- M Ø1,8x45mm
11030687	MATCH HSYC- M Ø1,8x55mm
11030688	MATCH HSYC- M Ø1,8x70mm
11030689	MATCH HSYC- M Ø1,8x80mm
11030690	MATCH HSYC- M Ø1,8x95mm
11030691	MATCH HSYC- M Ø1,8x100mm
11030692	MATCH HSYC- M Ø1,8x115mm
11030693	MATCH HSYC- M Ø1,8x125mm
11030694	MATCH HSYC- M Ø1,8x140mm
11030695	MATCH HSYC- M Ø1,8x150mm
11030696	MATCH HSYC- M Ø2,2x45mm
11030697	MATCH HSYC- M Ø2,2x55mm
11030698	MATCH HSYC- M Ø2,2x70mm
11030699	MATCH HSYC- M Ø2,2x80mm
11030700	MATCH HSYC- M Ø2,2x95mm
11030701	MATCH HSYC- M Ø2,2x100mm
11030702	MATCH HSYC- M Ø2,2x115mm
11030703	MATCH HSYC- M Ø2,2x125mm
11030704	MATCH HSYC- M Ø2,2x140mm
11030705	MATCH HSYC- M Ø2,2x150mm
11030706	MATCH HSYC- M Ø3,0x45mm
11030707	MATCH HSYC- M Ø3,0x55mm
11030708	MATCH HSYC- M Ø3,0x70mm
11030709	MATCH HSYC- M Ø3,0x80mm
11030710	MATCH HSYC- M Ø3,0x95mm
11030711	MATCH HSYC- M Ø3,0x100mm
11030712	MATCH HSYC- M Ø3,0x115mm
11030713	MATCH HSYC- M Ø3,0x125mm
11030714	MATCH HSYC- M Ø3,0x140mm
11030715	MATCH HSYC- M Ø3,0x150mm
11030716	SKULL HSYC- M Ø1,1x80mm
11030717	SKULL HSYC- M Ø1,1x160mm
11030718	SKULL HSYC- M Ø1,3x160mm
11030719	SKULL HSYC- M Ø1,5x160mm
11030720	SKULL HSYC- M Ø1,7x80mm
11030721	SKULL HSYC- M Ø1,7x160mm
11030722	SKULL HSYC- M Ø2,3x100mm
11030723	SKULL HSYC- M Ø2,3x150mm





11030724	SKULL HSYC- M Ø2,3x160mm
11030725	SKULL HSYC- M Ø2,4x160mm
11030726	SKULL HSYC- M Ø3,0x90mm
11030727	SKULL HSYC- M Ø3,0x140mm
11030728	SKULL HSYC- M Ø3,0x210mm
11030729	SKULL HSYC- M Ø3,0x260mm
11030730	SKULL HSYC- M Ø3,1x140mm
11030731	SKULL HSYC- M Ø1,5x80mm
11030732	SKULL HSYC- M Ø2,3x80mm
11030733	MATCH HSYC- L Ø1,7x45mm
11030734	MATCH HSYC- L Ø1,7x55mm
11030735	MATCH HSYC- L Ø1,7x70mm
11030736	MATCH HSYC- L Ø1,7x80mm
11030737	MATCH HSYC- L Ø1,7x95mm
11030738	MATCH HSYC- L Ø1,7x100mm
11030739	MATCH HSYC- L Ø1,7x115mm
11030740	MATCH HSYC- L Ø1,7x125mm
11030741	MATCH HSYC- L Ø1,7x140mm
11030742	MATCH HSYC- L Ø1,7x150mm
11030743	MATCH HSYC- L Ø1,8x45mm
11030744	MATCH HSYC- L Ø1,8x55mm
11030745	MATCH HSYC- L Ø1,8x70mm
11030746	MATCH HSYC- L Ø1,8x80mm
11030747	MATCH HSYC- L Ø1,8x95mm
11030748	MATCH HSYC- L Ø1,8x100mm
11030749	MATCH HSYC- L Ø1,8x115mm
11030750	MATCH HSYC- L Ø1,8x125mm
11030751	MATCH HSYC- L Ø1,8x140mm
11030752	MATCH HSYC- L Ø1,8x150mm
11030753	MATCH HSYC- L Ø2,2x45mm
11030754	MATCH HSYC- L Ø2,2x55mm
11030755	MATCH HSYC- L Ø2,2x70mm
11030756	MATCH HSYC- L Ø2,2x80mm
11030757	MATCH HSYC- L Ø2,2x95mm
11030758	MATCH HSYC- L Ø2,2x100mm
11030759	MATCH HSYC- L Ø2,2x115mm
11030760	MATCH HSYC- L Ø2,2x125mm
11030761	MATCH HSYC- L Ø2,2x140mm
11030762	MATCH HSYC- L Ø2,2x150mm
11030763	MATCH HSYC- L Ø3,0x45mm
11030764	MATCH HSYC- L Ø3,0x55mm
11030765	MATCH HSYC- L Ø3,0x70mm
11030766	MATCH HSYC- L Ø3,0x80mm
11030767	MATCH HSYC- L Ø3,0x95mm
11030768	MATCH HSYC- L Ø3,0x100mm
11030769	MATCH HSYC- L Ø3,0x115mm
11030770	MATCH HSYC- L Ø3,0x125mm
11030771	MATCH HSYC- L Ø3,0x140mm



11030772	MATCH HSYC- L Ø3,0x150mm
11030773	SKULL HSYC- L Ø1,1x80mm
11030774	SKULL HSYC- L Ø1,1x160mm
11030775	SKULL HSYC- L Ø1,3x160mm
11030776	SKULL HSYC- L Ø1,5x160mm
11030777	SKULL HSYC- L Ø1,7x80mm
11030778	SKULL HSYC- L Ø1,7x160mm
11030779	SKULL HSYC- L Ø2,3x100mm
11030780	SKULL HSYC- L Ø2,3x150mm
11030781	SKULL HSYC- L Ø2,3x160mm
11030782	SKULL HSYC- L Ø2,4x160mm
11030783	SKULL HSYC- L Ø3,0x90mm
11030784	SKULL HSYC- L Ø3,0x140mm
11030785	SKULL HSYC- L Ø3,0x210mm
11030786	SKULL HSYC- L Ø3,0x260mm
11030787	SKULL HSYC- L Ø3,1x140mm
11030788	SKULL HSYC- L Ø1,5x80mm
11030789	SKULL HSYC- L Ø2,3x80mm
11030790	MATCH HSYC- S Ø1,7x45mm
11030791	MATCH HSYC- S Ø1,7x55mm
11030792	MATCH HSYC- S Ø1,7x70mm
11030793	MATCH HSYC- S Ø1,7x80mm
11030794	MATCH HSYC- S Ø1,7x95mm
11030795	MATCH HSYC- S Ø1,7x100mm
11030796	MATCH HSYC- S Ø1,7x115mm
11030797	MATCH HSYC- S Ø1,7x125mm
11030798	MATCH HSYC- S Ø1,7x140mm
11030799	MATCH HSYC- S Ø1,7x150mm
11030800	MATCH HSYC- S Ø1,8x45mm
11030801	MATCH HSYC- S Ø1,8x55mm
11030802	MATCH HSYC- S Ø1,8x70mm
11030803	MATCH HSYC- S Ø1,8x80mm
11030804	MATCH HSYC- S Ø1,8x95mm
11030805	MATCH HSYC- S Ø1,8x100mm
11030806	MATCH HSYC- S Ø1,8x115mm
11030807	MATCH HSYC- S Ø1,8x125mm
11030808	MATCH HSYC- S Ø1,8x140mm
11030809	MATCH HSYC- S Ø1,8x150mm
11030810	MATCH HSYC- S Ø2,2x45mm
11030811	MATCH HSYC- S Ø2,2x55mm
11030812	MATCH HSYC- S Ø2,2x70mm
11030813	MATCH HSYC- S Ø2,2x80mm
11030814	MATCH HSYC- S Ø2,2x95mm
11030815	MATCH HSYC- S Ø2,2x100mm
11030816	MATCH HSYC- S Ø2,2x115mm
11030817	MATCH HSYC- S Ø2,2x125mm
11030818	MATCH HSYC- S Ø2,2x140mm
11030819	MATCH HSYC- S Ø2,2x150mm



11030820	MATCH HSYC- S Ø3,0x45mm
11030821	MATCH HSYC- S Ø3,0x55mm
11030822	MATCH HSYC- S Ø3,0x70mm
11030823	MATCH HSYC- S Ø3,0x80mm
11030824	MATCH HSYC- S Ø3,0x95mm
11030825	MATCH HSYC- S Ø3,0x100mm
11030826	MATCH HSYC- S Ø3,0x115mm
11030827	MATCH HSYC- S Ø3,0x125mm
11030828	MATCH HSYC- S Ø3,0x140mm
11030829	MATCH HSYC- S Ø3,0x150mm
11030830	SKULL HSYC- S Ø1,1x80mm
11030831	SKULL HSYC- S Ø1,1x160mm
11030832	SKULL HSYC- S Ø1,3x160mm
11030833	SKULL HSYC- S Ø1,5x160mm
11030834	SKULL HSYC- S Ø1,7x80mm
11030835	SKULL HSYC- S Ø1,7x160mm
11030836	SKULL HSYC- S Ø2,3x100mm
11030837	SKULL HSYC- S Ø2,3x150mm
11030838	SKULL HSYC- S Ø2,3x160mm
11030839	SKULL HSYC- S Ø2,4x160mm
11030840	SKULL HSYC- S Ø3,0x90mm
11030841	SKULL HSYC- S Ø3,0x140mm
11030842	SKULL HSYC- S Ø3,0x210mm
11030843	SKULL HSYC- S Ø3,0x260mm
11030844	SKULL HSYC- S Ø3,1x140mm
11030845	SKULL HSYC- S Ø1,5x80mm
11030846	SKULL HSYC- S Ø2,3x80mm
11030847	HSYC A Ø1,0x45
11030848	HSYC A Ø1,5x45
11030849	HSYC A Ø2,0x45
11030850	HSYC A Ø2,5x45
11030851	HSYC A Ø3,0x45
11030852	HSYC A Ø3,5x45
11030853	HSYC A Ø4,0x45
11030854	HSYC A Ø4,5x45
11030855	HSYC A Ø5,0x45
11030856	HSYC A Ø5,5x45
11030857	HSYC A Ø6,0x45
11030858	HSYC A Ø6,5x45
11030859	HSYC A Ø7,0x45
11030860	PEAR HSYC A Ø5,0x45
11030861	PEAR HSYC A Ø7,0x45
11030862	EGG HSYC A Ø4,0x8x45
11030863	EGG HSYC A Ø5,0x10x45
11030864	CONICAL HSYC A Ø1,0x45
11030865	CONICAL HSYC A Ø1,2x45
11030866	CONICAL HSYC A Ø1,6x45
11030867	CONICAL HSYC A Ø2,1x45



11030868	HSYC A Ø1,0x55
11030869	HSYC A Ø1,5x55
11030870	HSYC A Ø2,0x55
11030871	HSYC A Ø2,5x55
11030872	HSYC A Ø3,0x55
11030873	HSYC A Ø3,5x55
11030874	HSYC A Ø4,0x55
11030875	HSYC A Ø4,5x55
11030876	HSYC A Ø5,0x55
11030877	HSYC A Ø5,5x55
11030878	HSYC A Ø6,0x55
11030879	HSYC A Ø6,5x55
11030880	HSYC A Ø7,0x55
11030881	PEAR HSYC A Ø5,0x55
11030882	PEAR HSYC A Ø7,0x55
11030883	EGG HSYC A Ø4,0x8x55
11030884	EGG HSYC A Ø5,0x10x55
11030885	CONICAL HSYC A Ø1,0x55
11030886	CONICAL HSYC A Ø1,2x55
11030887	CONICAL HSYC A Ø1,6x55
11030888	CONICAL HSYC A Ø2,1x55
11030889	HSYC A Ø1,0x70
11030890	HSYC A Ø1,5x70
11030891	HSYC A Ø2,0x70
11030892	HSYC A Ø2,5x70
11030893	HSYC A Ø3,0x70
11030894	HSYC A Ø3,5x70
11030895	HSYC A Ø4,0x70
11030896	HSYC A Ø4,5x70
11030897	HSYC A Ø5,0x70
11030898	HSYC A Ø5,5x70
11030899	HSYC A Ø6,0x70
11030900	HSYC A Ø6,5x70
11030901	HSYC A Ø7,0x70
11030902	PEAR HSYC A Ø5,0x70
11030903	PEAR HSYC A Ø7,0x70
11030904	EGG HSYC A Ø4,0x8x70
11030905	EGG HSYC A Ø5,0x10x70
11030906	CONICAL HSYC A Ø1,0x70
11030907	CONICAL HSYC A Ø1,2x70
11030908	CONICAL HSYC A Ø1,6x70
11030909	CONICAL HSYC A Ø2,1x70
11030910	HSYC A Ø1,0x95
11030911	HSYC A Ø1,5x95
11030912	HSYC A Ø2,0x95
11030913	HSYC A Ø2,5x95
11030914	HSYC A Ø3,0x95
11030915	HSYC A Ø3,5x95



11030916	HSYC A Ø4,0x95
11030917	HSYC A Ø4,5x95
11030918	HSYC A Ø5,0x95
11030919	HSYC A Ø5,5x95
11030920	HSYC A Ø6,0x95
11030921	HSYC A Ø6,5x95
11030922	HSYC A Ø7,0x95
11030923	PEAR HSYC A Ø5,0x95
11030924	PEAR HSYC A Ø7,0x95
11030925	EGG HSYC A Ø4,0x8x95
11030926	EGG HSYC A Ø5,0x10x95
11030927	CONICAL HSYC A Ø1,0x95
11030928	CONICAL HSYC A Ø1,2x95
11030929	CONICAL HSYC A Ø1,6x95
11030930	CONICAL HSYC A Ø2,1x95
11030931	HSYC A Ø1,0x110
11030932	HSYC A Ø1,5x110
11030933	HSYC A Ø2,0x110
11030934	HSYC A Ø2,5x110
11030935	HSYC A Ø3,0x110
11030936	HSYC A Ø3,5x110
11030937	HSYC A Ø4,0x110
11030938	HSYC A Ø4,5x110
11030939	HSYC A Ø5,0x110
11030940	HSYC A Ø5,5x110
11030941	HSYC A Ø6,0x110
11030942	HSYC A Ø6,5x110
11030943	HSYC A Ø7,0x110
11030944	PEAR HSYC A Ø5,0x110
11030945	PEAR HSYC A Ø7,0x110
11030946	EGG HSYC A Ø4,0x8x110
11030947	EGG HSYC A Ø5,0x10x110
11030948	CONICAL HSYC A Ø1,0x110
11030949	CONICAL HSYC A Ø1,2x110
11030950	CONICAL HSYC A Ø1,6x110
11030951	CONICAL HSYC A Ø2,1x110
11030952	HSYC A Ø1,0x125
11030953	HSYC A Ø1,5x125
11030954	HSYC A Ø2,0x125
11030955	HSYC A Ø2,5x125
11030956	HSYC A Ø3,0x125
11030957	HSYC A Ø3,5x125
11030958	HSYC A Ø4,0x125
11030959	HSYC A Ø4,5x125
11030960	HSYC A Ø5,0x125
11030961	HSYC A Ø5,5x125
11030962	HSYC A Ø6,0x125
11030963	HSYC A Ø6,5x125



110309654	HSYC A Ø7,0x125
11030965	PEAR HSYC A Ø5,0x125
11030966	PEAR HSYC A Ø7,0x125
11030967	EGG HSYC A Ø4,0x8x125
11030968	EGG HSYC A Ø5,0x10x125
11030969	CONICAL HSYC A Ø1,0x125
11030970	CONICAL HSYC A Ø1,2x125
11030971	CONICAL HSYC A Ø1,6x125
11030972	CONICAL HSYC A Ø2,1x125
11030973	CRANIOTOMY HSYC A Ø1,2x16mm
11030974	CRANIOTOMY HSYC A Ø1,2x22mm
11030975	CRANIOTOMY HSYC A Ø1,4x16mm
11030976	CRANIOTOMY HSYC A Ø1,4x22mm
11030977	CRANIOTOMY HSYC A Ø1,8x16mm
11030978	CRANIOTOMY HSYC A Ø1,8x22mm
11030979	CRANIOTOMY HSYC A Ø1,8x30mm
11030980	CRANIOTOMY HSYC A Ø2,1x16mm
11030981	CRANIOTOMY HSYC A Ø2,1x22mm
11030982	CRANIOTOMY HSYC A Ø2,1x30mm
11030983	CRANIOTOMY HSYC A Ø2,2x16mm
11030984	CRANIOTOMY HSYC A Ø2,2x22mm
11030985	CRANIOTOMY HSYC A Ø2,2x30mm
11030986	CRANIOTOMY HSYC A Ø2,3x16mm
11030987	CRANIOTOMY HSYC A Ø2,3x22mm
11030988	CRANIOTOMY HSYC A Ø2,3x30mm
11030989	CRANIOTOMY HSYC A Ø2,4x16mm
11030990	CRANIOTOMY HSYC A Ø2,4x22mm
11030991	CRANIOTOMY HSYC A Ø2,4x30mm
11030992	CRANIOTOMY HSYC A Ø2,5x16mm
11030993	CRANIOTOMY HSYC A Ø2,5x22mm
11030994	CRANIOTOMY HSYC A Ø2,5x30mm
11030995	LINDEMANN HSYC A Ø1,4x45mm
11030996	LINDEMANN HSYC A Ø1,4x65mm
11030997	LINDEMANN HSYC A Ø1,4x80mm
11030998	LINDEMANN HSYC A Ø1,6x45mm
11030999	LINDEMANN HSYC A Ø1,6x65mm
11031000	LINDEMANN HSYC A Ø1,6x80mm
11031001	LINDEMANN HSYC A Ø1,8x45mm
11031002	LINDEMANN HSYC A Ø1,8x65mm
11031003	LINDEMANN HSYC A Ø1,8x80mm
11031004	LINDEMANN HSYC A Ø2,1x45mm
11031005	LINDEMANN HSYC A Ø2,1x65mm
11031006	LINDEMANN HSYC A Ø2,1x80mm
11031007	LINDEMANN HSYC A Ø2,2x45mm
11031008	LINDEMANN HSYC A Ø2,2x65mm
11031009	LINDEMANN HSYC A Ø2,2x67mm
11031010	LINDEMANN HSYC A Ø2,2x70mm
11031011	LINDEMANN HSYC A Ø2,35x45mm



11031012	LINDEMANN HSYC A Ø2,35x65mm
11031013	LINDEMANN HSYC A Ø2,35x80mm
11031014	MATCH HSYC- A Ø1,7x45mm
11031015	MATCH HSYC- A Ø1,7x55mm
11031016	MATCH HSYC- A Ø1,7x70mm
11031017	MATCH HSYC- A Ø1,7x80mm
11031018	MATCH HSYC- A Ø1,7x95mm
11031019	MATCH HSYC- A Ø1,7x100mm
11031020	MATCH HSYC- A Ø1,7x115mm
11031021	MATCH HSYC- A Ø1,7x125mm
11031022	MATCH HSYC- A Ø1,7x140mm
11031023	MATCH HSYC- A Ø1,7x150mm
11031024	MATCH HSYC- A Ø1,8x45mm
11031025	MATCH HSYC- A Ø1,8x55mm
11031026	MATCH HSYC- A Ø1,8x70mm
11031027	MATCH HSYC- A Ø1,8x80mm
11031028	MATCH HSYC- A Ø1,8x95mm
11031029	MATCH HSYC- A Ø1,8x100mm
11031030	MATCH HSYC- A Ø1,8x115mm
11031031	MATCH HSYC- A Ø1,8x125mm
11031032	MATCH HSYC- A Ø1,8x140mm
11031033	MATCH HSYC- A Ø1,8x150mm
11031034	MATCH HSYC- A Ø2,2x45mm
11031035	MATCH HSYC- A Ø2,2x55mm
11031036	MATCH HSYC- A Ø2,2x70mm
11031037	MATCH HSYC- A Ø2,2x80mm
11031038	MATCH HSYC- A Ø2,2x95mm
11031039	MATCH HSYC- A Ø2,2x100mm
11031040	MATCH HSYC- A Ø2,2x115mm
11031041	MATCH HSYC- A Ø2,2x125mm
11031042	MATCH HSYC- A Ø2,2x140mm
11031043	MATCH HSYC- A Ø2,2x150mm
11031044	MATCH HSYC- A Ø3,0x45mm
11031045	MATCH HSYC- A Ø3,0x55mm
11031046	MATCH HSYC- A Ø3,0x70mm
11031047	MATCH HSYC- A Ø3,0x80mm
11031048	MATCH HSYC- A Ø3,0x95mm
11031049	MATCH HSYC- A Ø3,0x100mm
11031050	MATCH HSYC- A Ø3,0x115mm
11031051	MATCH HSYC- A Ø3,0x125mm
11031052	MATCH HSYC- A Ø3,0x140mm
11031053	MATCH HSYC- A Ø3,0x150mm
11031054	SKULL HSYC- A Ø1,1x80mm
11031055	SKULL HSYC- A Ø1,1x160mm
11031056	SKULL HSYC- A Ø1,3x160mm
11031057	SKULL HSYC- A Ø1,5x160mm
11031058	SKULL HSYC- A Ø1,7x80mm
11031059	SKULL HSYC- A Ø1,7x160mm





11031060	SKULL HSYC- A Ø2,3x100mm
11031061	SKULL HSYC- A Ø2,3x150mm
11031062	SKULL HSYC- A Ø2,3x160mm
11031063	SKULL HSYC- A Ø2,4x160mm
11031064	SKULL HSYC- A Ø3,0x90mm
11031065	SKULL HSYC- A Ø3,0x140mm
11031066	SKULL HSYC- A Ø3,0x210mm
11031067	SKULL HSYC- A Ø3,0x260mm
11031068	SKULL HSYC- A Ø3,1x140mm
11031069	SKULL HSYC- A Ø1,5x80mm
11031070	SKULL HSYC- A Ø2,3x80mm
11031071	HSYC T Ø1,0x45
11031072	HSYC T Ø1,5x45
11031073	HSYC T Ø2,0x45
11031074	HSYC T Ø2,5x45
11031075	HSYC T Ø3,0x45
11031076	HSYC T Ø3,5x45
11031077	HSYC T Ø4,0x45
11031078	HSYC T Ø4,5x45
11031079	HSYC T Ø5,0x45
11031080	HSYC T Ø5,5x45
11031081	HSYC T Ø6,0x45
11031082	HSYC T Ø6,5x45
11031083	HSYC T Ø7,0x45
11031084	PEAR HSYC T Ø5,0x45
11031085	PEAR HSYC T Ø7,0x45
11031086	EGG HSYC T Ø4,0x8x45
11031087	EGG HSYC T Ø5,0x10x45
11031088	CONICAL HSYC T Ø1,0x45
11031089	CONICAL HSYC T Ø1,2x45
11031090	CONICAL HSYC T Ø1,6x45
11031091	CONICAL HSYC T Ø2,1x45
11031092	HSYC T Ø1,0x55
11031093	HSYC T Ø1,5x55
11031094	HSYC T Ø2,0x55
11031095	HSYC T Ø2,5x55
11031096	HSYC T Ø3,0x55
11031097	HSYC T Ø3,5x55
11031098	HSYC T Ø4,0x55
11031099	HSYC T Ø4,5x55
11031100	HSYC T Ø5,0x55
11031101	HSYC T Ø5,5x55
11031102	HSYC T Ø6,0x55
11031103	HSYC T Ø6,5x55
11031104	HSYC T Ø7,0x55
11031105	PEAR HSYC T Ø5,0x55
11031106	PEAR HSYC T Ø7,0x55
11031107	EGG HSYC T Ø4,0x8x55





11031108	EGG HSYC T Ø5,0x10x55
11031109	CONICAL HSYC T Ø1,0x55
11031110	CONICAL HSYC T Ø1,2x55
11031111	CONICAL HSYC T Ø1,6x55
11031112	CONICAL HSYC T Ø2,1x55
11031113	HSYC T Ø1,0x70
11031114	HSYC T Ø1,5x70
11031115	HSYC T Ø2,0x70
11031116	HSYC T Ø2,5x70
11031117	HSYC T Ø3,0x70
11031118	HSYC T Ø3,5x70
11031119	HSYC T Ø4,0x70
11031120	HSYC T Ø4,5x70
11031121	HSYC T Ø5,0x70
11031122	HSYC T Ø5,5x70
11031123	HSYC T Ø6,0x70
11031124	HSYC T Ø6,5x70
11031125	HSYC T Ø7,0x70
11031126	PEAR HSYC T Ø5,0x70
11031127	PEAR HSYC T Ø7,0x70
11031128	EGG HSYC T Ø4,0x8x70
11031129	EGG HSYC T Ø5,0x10x70
11031130	CONICAL HSYC T Ø1,0x70
11031131	CONICAL HSYC T Ø1,2x70
11031132	CONICAL HSYC T Ø1,6x70
11031133	CONICAL HSYC T Ø2,1x70
11031134	HSYC T Ø1,0x95
11031135	HSYC T Ø1,5x95
11031136	HSYC T Ø2,0x95
11031137	HSYC T Ø2,5x95
11031138	HSYC T Ø3,0x95
11031139	HSYC T Ø3,5x95
11031140	HSYC T Ø4,0x95
11031141	HSYC T Ø4,5x95
11031142	HSYC T Ø5,0x95
11031143	HSYC T Ø5,5x95
11031144	HSYC T Ø6,0x95
11031145	HSYC T Ø6,5x95
11031146	HSYC T Ø7,0x95
11031147	PEAR HSYC T Ø5,0x95
11031148	PEAR HSYC T Ø7,0x95
11031149	EGG HSYC T Ø4,0x8x95
11031150	EGG HSYC T Ø5,0x10x95
11031151	CONICAL HSYC T Ø1,0x95
11031152	CONICAL HSYC T Ø1,2x95
11031153	CONICAL HSYC T Ø1,6x95
11031154	CONICAL HSYC T Ø2,1x95
11031155	HSYC T Ø1,0x110



11031156	HSYC T Ø1,5x110
11031157	HSYC T Ø2,0x110
11031158	HSYC T Ø2,5x110
11031159	HSYC T Ø3,0x110
11031160	HSYC T Ø3,5x110
11031161	HSYC T Ø4,0x110
11031162	HSYC T Ø4,5x110
11031163	HSYC T Ø5,0x110
11031164	HSYC T Ø5,5x110
11031165	HSYC T Ø6,0x110
11031166	HSYC T Ø6,5x110
11031167	HSYC T Ø7,0x110
11031168	PEAR HSYC T Ø5,0x110
11031169	PEAR HSYC T Ø7,0x110
11031170	EGG HSYC T Ø4,0x8x110
11031171	EGG HSYC T Ø5,0x10x110
11031172	CONICAL HSYC T Ø1,0x110
11031173	CONICAL HSYC T Ø1,2x110
11031174	CONICAL HSYC T Ø1,6x110
11031175	CONICAL HSYC T Ø2,1x110
11031176	HSYC T Ø1,0x125
11031177	HSYC T Ø1,5x125
11031178	HSYC T Ø2,0x125
11031179	HSYC T Ø2,5x125
11031180	HSYC T Ø3,0x125
11031181	HSYC T Ø3,5x125
11031182	HSYC T Ø4,0x125
11031183	HSYC T Ø4,5x125
11031184	HSYC T Ø5,0x125
11031185	HSYC T Ø5,5x125
11031186	HSYC T Ø6,0x125
11031187	HSYC T Ø6,5x125
11031188	HSYC T Ø7,0x125
11031189	PEAR HSYC T Ø5,0x125
11031190	PEAR HSYC T Ø7,0x125
11031191	EGG HSYC T Ø4,0x8x125
11031192	EGG HSYC T Ø5,0x10x125
11031193	CONICAL HSYC T Ø1,0x125
11031194	CONICAL HSYC T Ø1,2x125
11031195	CONICAL HSYC T Ø1,6x125
11031196	CONICAL HSYC T Ø2,1x125
11031197	CRANIOTOMY HSYC T Ø1,2x16mm
11031198	CRANIOTOMY HSYC T Ø1,2x22mm
11031199	CRANIOTOMY HSYC T Ø1,4x16mm
11031200	CRANIOTOMY HSYC T Ø1,4x22mm
11031201	CRANIOTOMY HSYC T Ø1,8x16mm
11031202	CRANIOTOMY HSYC T Ø1,8x22mm
11031203	CRANIOTOMY HSYC T Ø1,8x30mm



11031204	CRANIOTOMY HSYC T Ø2,1x16mm
11031205	CRANIOTOMY HSYC T Ø2,1x22mm
11031206	CRANIOTOMY HSYC T Ø2,1x30mm
11031207	CRANIOTOMY HSYC T Ø2,2x16mm
11031208	CRANIOTOMY HSYC T Ø2,2x22mm
11031209	CRANIOTOMY HSYC T Ø2,2x30mm
11031210	CRANIOTOMY HSYC T Ø2,3x16mm
11031211	CRANIOTOMY HSYC T Ø2,3x22mm
11031212	CRANIOTOMY HSYC T Ø2,3x30mm
11031213	CRANIOTOMY HSYC T Ø2,4x16mm
11031214	CRANIOTOMY HSYC T Ø2,4x22mm
11031215	CRANIOTOMY HSYC T Ø2,4x30mm
11031216	CRANIOTOMY HSYC T Ø2,5x16mm
11031217	CRANIOTOMY HSYC T Ø2,5x22mm
11031218	CRANIOTOMY HSYC T Ø2,5x30mm
11031219	LINDEMANN HSYC T Ø1,4x45mm
11031220	LINDEMANN HSYC T Ø1,4x65mm
11031221	LINDEMANN HSYC T Ø1,4x80mm
11031222	LINDEMANN HSYC T Ø1,6x45mm
11031223	LINDEMANN HSYC T Ø1,6x65mm
11031224	LINDEMANN HSYC T Ø1,6x80mm
11031225	LINDEMANN HSYC T Ø1,8x45mm
11031226	LINDEMANN HSYC T Ø1,8x65mm
11031227	LINDEMANN HSYC T Ø1,8x80mm
11031228	LINDEMANN HSYC T Ø2,1x45mm
11031229	LINDEMANN HSYC T Ø2,1x65mm
11031230	LINDEMANN HSYC T Ø2,1x80mm
11031231	LINDEMANN HSYC T Ø2,2x45mm
11031232	LINDEMANN HSYC T Ø2,2x65mm
11031233	LINDEMANN HSYC T Ø2,2x67mm
11031234	LINDEMANN HSYC T Ø2,2x70mm
11031235	LINDEMANN HSYC T Ø2,35x45mm
11031236	LINDEMANN HSYC T Ø2,35x65mm
11031237	LINDEMANN HSYC T Ø2,35x80mm
11031238	MATCH HSYC- T Ø1,7x45mm
11031239	MATCH HSYC- T Ø1,7x55mm
11031240	MATCH HSYC- T Ø1,7x70mm
11031241	MATCH HSYC- T Ø1,7x80mm
11031242	MATCH HSYC- T Ø1,7x95mm
11031243	MATCH HSYC- T Ø1,7x100mm
11031244	MATCH HSYC- T Ø1,7x115mm
11031245	MATCH HSYC- T Ø1,7x125mm
11031246	MATCH HSYC- T Ø1,7x140mm
11031247	MATCH HSYC- T Ø1,7x150mm
11031248	MATCH HSYC- T Ø1,8x45mm
11031249	MATCH HSYC- T Ø1,8x55mm
11031250	MATCH HSYC- T Ø1,8x70mm
11031251	MATCH HSYC- T Ø1,8x80mm



11031252	MATCH HSYC- T Ø1,8x95mm
11031253	MATCH HSYC- T Ø1,8x100mm
11031254	MATCH HSYC- T Ø1,8x115mm
11031255	MATCH HSYC- T Ø1,8x125mm
11031256	MATCH HSYC- T Ø1,8x140mm
11031257	MATCH HSYC- T Ø1,8x150mm
11031258	MATCH HSYC- T Ø2,2x45mm
11031259	MATCH HSYC- T Ø2,2x55mm
11031260	MATCH HSYC- T Ø2,2x70mm
11031261	MATCH HSYC- T Ø2,2x80mm
11031262	MATCH HSYC- T Ø2,2x95mm
11031263	MATCH HSYC- T Ø2,2x100mm
11031264	MATCH HSYC- T Ø2,2x115mm
11031265	MATCH HSYC- T Ø2,2x125mm
11031266	MATCH HSYC- T Ø2,2x140mm
11031267	MATCH HSYC- T Ø2,2x150mm
11031268	MATCH HSYC- T Ø3,0x45mm
11031269	MATCH HSYC- T Ø3,0x55mm
11031270	MATCH HSYC- T Ø3,0x70mm
11031271	MATCH HSYC- T Ø3,0x80mm
11031272	MATCH HSYC- T Ø3,0x95mm
11031273	MATCH HSYC- T Ø3,0x100mm
11031274	MATCH HSYC- T Ø3,0x115mm
11031275	MATCH HSYC- T Ø3,0x125mm
11031276	MATCH HSYC- T Ø3,0x140mm
11031277	MATCH HSYC- T Ø3,0x150mm
11031278	SKULL HSYC- T Ø1,1x80mm
11031279	SKULL HSYC- T Ø1,1x160mm
11031280	SKULL HSYC- T Ø1,3x160mm
11031281	SKULL HSYC- T Ø1,5x160mm
11031282	SKULL HSYC- T Ø1,7x80mm
11031283	SKULL HSYC- T Ø1,7x160mm
11031284	SKULL HSYC- T Ø2,3x100mm
11031285	SKULL HSYC- T Ø2,3x150mm
11031286	SKULL HSYC- T Ø2,3x160mm
11031287	SKULL HSYC- T Ø2,4x160mm
11031288	SKULL HSYC- T Ø3,0x90mm
11031289	SKULL HSYC- T Ø3,0x140mm
11031290	SKULL HSYC- T Ø3,0x210mm
11031291	SKULL HSYC- T Ø3,0x260mm
11031292	SKULL HSYC- T Ø3,1x140mm
11031293	SKULL HSYC- T Ø1,5x80mm
11031294	SKULL HSYC- T Ø2,3x80mm



## 5. Princípio de funcionamento

As Brocas High Steel Yellow devem ser acopladas a uma peça de mão específica, e esta conectada em um motor cirúrgico, fornecendo ao cirurgião as respectivas modalidades de uso: procedimentos de corte em ossos e tecidos duros. Podendo ser utilizado em diversas especialidades cirúrgicas onde se tem a necessidade de realizar os procedimentos citados acima.

## 6. Instruções para uso do produto.

As Brocas High Steel Yellow são fornecidas estéreis por ETO (Óxido de Etileno).

A embalagem deve ser aberta puxando pela aba de abertura na extremidade da embalagem, após, deve ser retirada da embalagem. O manuseio deve seguir técnicas assépticas utilizadas nos centros cirúrgicos.

Inspeção da Broca:

Verificar, através de inspeção técnica, se há danos físicos na broca, tais como: envergaduras, amassados, ou qualquer outra característica associadas à conservação e sua funcionalidade. Essa inspeção técnica deve ser realizada por profissional habilitado.

Caso haja alguma peça reprovada, a mesma deve ser separada e destinada para descarte.

Conectar a broca na peça de mão, certificando-se que a mesma está bem fixada, interligar a peça de mão ao motor cirúrgico, selecionar a potência do motor de acordo com a necessidade exigida pelo procedimento e executar a operação.

O cirurgião encarregado de executar o procedimento é responsável pela escolha dos parâmetros, pela seleção dos instrumentos e a técnica cirúrgica adequada para boa execução do ato cirúrgico. Assim, na qualidade de fabricante, a INECK não faz recomendação sobre a técnica cirúrgica a ser empregada.

## 7. Condições de armazenamento, transporte e manipulação

As Brocas High Steel Yellow devem ser armazenadas em local limpo, seco, arejado, a temperatura ambiente e ao abrigo da luz. As condições especiais de armazenamento, manipulação e conservação do produto devem ser seguidas no intuito de assegurar que os componentes permaneçam intactos para o procedimento cirúrgico. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as boas práticas de armazenamento e distribuição de produtos médicos.

As Brocas High Steel Yellow devem ser transportadas e manuseadas de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características.

As Brocas High Steel Yellow devem ser manipuladas cuidadosamente e individualmente, evitando-se batidas ou quedas. Qualquer produto que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separado e segregado.



## 8. Verificação da embalagem

O produto é fornecido embalado na forma estéril.

Antes da abertura da embalagem os seguintes aspectos devem ser verificados:

- Integridade da embalagem: Caso a embalagem esteja violada ou danificada o produto não pode ser utilizado.
- Prazo de validade: Não utilizar o produto se o prazo de validade estiver vencido.

Após abertura da embalagem os seguintes aspectos devem ser verificados:

- Integridade do produto: O produto deve estar íntegro, com a superfície uniforme, livre de riscos e manchas ou qualquer sinal de dano. Utilizar somente produtos que estejam nessas condições.
- Nunca utilizar os produtos danificados.
- O conteúdo de embalagens abertas que não foram utilizadas deve ser descartado, não reesterilizar. Não são aceitas devoluções se a caixa estiver aberta.

## 10. Composições da embalagem

Embalagem secundária: Caixa de papel cartão (composto de papel base, caulim, carbonato de cálcio e látex) 350g/cm.

Embalagem primária: Blister em PET virgem (poliestireno de alta densidade), selado com papel Tyvek® (membrana composta 100% de polietileno, sem aditivos).

## 11. Identificação e rastreabilidade

O produto contém itens de identificação e rastreabilidade marcados em sua estrutura. Também são considerados item de identificação e rastreabilidade **o rótulo de identificação e as etiquetas de rastreabilidade.**

As Brocas High Steel Yellow, são fornecidas com 1 (um) rótulo em sua embalagem externa e mais 4 (quatro) etiquetas de rastreabilidade em sua embalagem interna.

Após a venda do produto a iNeck Technology enviará aos seus clientes um relatório de rastreabilidade pós-venda a ser preenchido pelo distribuidor/hospital. É de responsabilidade do médico cirurgião/hospital registrar no prontuário do paciente dados descritivos constantes do rótulo.

## 12. Prazo de validade

As Brocas High Steel Yellow tem validade de 05 anos.



### 13. Descarte do material

O descarte de peças desqualificadas deve ser feito sob avaliação e orientação técnica. Após a substituição, os componentes danificados devem ser destruídos, a fim de evitar-se, de forma indevida, o uso posterior.

O descarte deverá obedecer às normas relativas à eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante.

Recomendamos que as peças sejam cortadas, entortadas ou limadas para sua inutilização. Para descartar seguir os procedimentos legais locais do país para descarte de produtos potencialmente contaminantes.

### 14. Advertências

- Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Produto de uso único, não reutilizar.
- Não utilizar as brocas se houver sinais de danos.
- O procedimento de perfuração deve ser realizado utilizando a rotação da broca entre 500 e 1000 rpm.

O paciente deve ser informado quanto:

- Indicações, contra indicações, efeitos adversos e advertências relacionadas ao procedimento.
- O paciente deve ser informado quanto à importância do acompanhamento pós-cirúrgico. A falta de acompanhamento impede a detecção de problemas pós-cirúrgicos.

### 15. Esterilização

As Brocas High Steel Yellow são submetidas à esterilização por óxido de etileno (ETO).

### 16. Precauções

- Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- **Produto de uso único, PROIBIDO REPROCESSAR.**
- Produto a ser utilizado somente por profissional qualificado.
- Nunca tente retrabalhar uma broca. Isso afetará a função específica de seu uso, alterando suas dimensões gerais. Qualquer retrabalho poderá causar desgaste excessivo, descaracterizando sua função, trazendo grandes prejuízos ao uso pretendido e ao paciente.
- O uso contínuo ou prolongado de uma broca poderá causar desgaste nas mesmas e acarretar em possíveis rupturas. Uma broca desgastada, fatalmente deixará o procedimento cirúrgico mais prolongado, podendo ainda causar necrose térmica devido ao aquecimento por fricção.





- Para bons resultados cirúrgicos e para evitar qualquer perda do fio de corte, necrose térmica devido ao aquecimento por fricção, arqueamento e risco de ruptura, utilize sempre brocas novas a cada procedimento cirúrgico.
- O uso de irrigação durante a operação com brocas reduzirá a possibilidade à necrose térmica.
- Assegure-se de que a broca esteja devidamente encaixada e travada na peça de mão antes de acionar o motor cirúrgico.
- Não tente inserir ou remover as brocas enquanto a peça de mão estiver em funcionamento. O não atendimento desta instrução pode resultar em lesão para a equipe da sala de cirurgia.
- Não aplique pressão excessiva como, por exemplo, flexionar ou arquear as brocas. A pressão excessiva pode dobrar ou fraturar os instrumentos, causando danos ao tecido e/ou perda do controle tátil. O não atendimento desta instrução pode resultar em lesão para o paciente e/ou para a equipe da sala de cirurgia.

## 17. Contra indicações

Este produto não pode ser utilizado em procedimentos no sistema nervoso central ou sistema circulatório central.

## 18. Reclamações e notificações

Todo cliente ou usuário desse dispositivo médico que tiver dúvidas ou queira maiores esclarecimentos sobre os serviços e/ou produtos oferecidos, poderá entrar em contato com a iNeck Technology.

Para o envio de dispositivos médicos explanados ao fabricante para análise, o produto deve estar limpo e estéril. Devem ser utilizadas embalagens que mantenham a integridade física do produto médico. O seguinte endereço deve ser utilizado:

**iNeck Indústria e Comércio Ltda.**

**Avenida 16, 2214 - Jardim São Paulo - CEP 13503-020. Rio**

**Claro - São Paulo**

**CNPJ: 29.345.471/0001-13**

**Tel.: (19) 3557-5900 - Indústria Brasileira E-**

**mail (sac): [falecom@ineck.com.br](mailto:falecom@ineck.com.br)**





## 19. Informações para identificação

- **Nome Técnico:** Brocas Cirúrgicas
- **Código de Identificação:** 2501866
- **Nome Comercial:** High Steel Yellow
- **Registro ANVISA n°:** 81659580005
- **Responsável Técnico:** Richardson Campos - CREA-SP 5070078240

Rev.: 0



**iNeck Technology**

Av. 16, 2214 - Jd. São Paulo - 13503-020 - Rio Claro-SP  
+55 19 3557.5900 | [ineck.com.br](http://ineck.com.br)